



Especificaciones del producto
Vaso multiuso, volumen máx.: 250 ml, (LxØ): 100 x 73 mm, PS, blanco

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	75.560
Descripción del artículo	Vaso multiuso, volumen máx.: 250 ml, (LxØ): 100 x 73 mm, Ø orificio: 73 mm, blanco, material: PS, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Ámbito de aplicación	recogida y conservación de orina
Volumen de trabajo	250 ml

Dimensiones

Volumen nominal	250 ml
Volumen máx.	250 ml
Diámetro	73 mm
Diámetro de la abertura	73 mm
Altura del producto	100 mm
Longitud del producto	100 mm
Longitud sin tapón	100 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-22

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Vaso multiuso, volumen máx.: 250 ml, (LxØ): 100 x 73 mm, PS, blanco

Página 2

Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto blanco

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 500
unidades / caja 500
unidades / pallet 20000
Profundidad de la caja 598 mm
Ancho de la caja 398 mm
Altura de la caja 165 mm
Volumen de la caja 0.0393 cbm
Peso del producto 0.0076 kg
Peso de la caja 4.3 kg
EAN de la caja interna 4038917339902
EAN de la caja 4038917339896

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-22

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT