



Descripción del artículo

Número de pedido	75.560.901
Descripción del artículo	Vasos para orina, volumen de trabajo máx.: 148 ml, (ØxAl): 73 x 67 mm, blanco, material: PS

Características del producto

Graduación	no
Volumen de trabajo	148 ml

Dimensiones

Volumen nominal	148 ml
Diámetro	73 mm
Altura del producto	67 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	blanco

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo	2500
unidades / caja interna	100
unidades / caja	2500
unidades / pallet	90000
Profundidad de la caja	457 mm
Ancho de la caja	368 mm
Altura de la caja	356 mm
Volumen de la caja	0.0599 cbm
Peso del producto	0.0028 kg
Peso de la caja	8.16 kg
EAN de la caja interna	4038917318198
EAN de la caja	4038917916547

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

