



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	75.562.005
Descripción del artículo	Vaso con rosca, recogida y conservación de orina, volumen de trabajo máx.: 100 ml, (ØxAI): 57 x 76 mm, Ø orificio: 62 mm, transparente, graduada, material: PP, tapón de rosca, tapón: blanco, cierre montado, 5 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ámbito de aplicación	recogida y conservación de orina
Volumen de trabajo	100 ml

### **Dimensiones**

Volumen nominal	100 ml
Volumen máx.	100 ml
Diámetro	57 mm
Diámetro de la abertura	62 mm
Altura del producto	76 mm
Longitud sin tapón	72 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Vaso con rosca, 100 ml, (ØxAl): 57 x 76 mm, PP,  
transparente**

**Página 2**

**Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	blanco

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	200
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	200
unidades / caja	200
unidades / pallet	5600
Profundidad de la caja	588 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	255 mm
Volumen de la caja	0.0597 cbm
Peso del producto	0.0153 kg
Peso de la caja	3.74 kg
EAN de la caja interna	4038917113595
EAN de la caja	4038917014021

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**