



Especificaciones del producto

Vasos para orina NFT, 100 ml, (ØxAl): 57 x 76 mm, PP, con etiqueta de seguridad, con unidad de transferencia integrada sin aguja, transparente

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	75.562.900
Descripción del artículo	Vasos para orina NFT, Obtención de muestras de orina con función de extracción higiénicamente cerrada y sin aguja para Monovettes de orina, volumen de trabajo máx.: 100 ml, (ØxAl): 57 x 76 mm, Ø orificio: 62 mm, transparente, graduada, material: PP, tapón de rosca, tapón: blanco, con etiqueta de seguridad, con unidad de transferencia integrada sin aguja, cierre montado, estéril, 5 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de extracción	Aspiración
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de seguridad
Color impresión/etiqueta	blanco/negro
Graduación	sí
Tapón	tapón de rosca con unidad de transferencia sin aguja
Tipo de cierre	tapón de rosca
Protección de la luz	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

Vasos para orina NFT, 100 ml, (ØxAI): 57 x 76 mm, PP, con etiqueta de seguridad, con unidad de transferencia integrada sin aguja, transparente

Página 2

Versión	con unidad de transferencia integrada sin aguja
Ámbito de aplicación	Obtención de muestras de orina con función de extracción higiénicamente cerrada y sin aguja para Monovettes de orina
Ejemplo de aplicación	transferencia cerrada de orina en una Monovette® Orina
Indicado para	Monovette® de orina
Volumen de trabajo	100 ml
Conexión	Luer (m)

Dimensiones

Volumen nominal	100 ml
Volumen máx.	100 ml
Diámetro	57 mm
Diámetro de la abertura	62 mm
Altura del producto	76 mm
Longitud sin tapón	72 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	blanco
Material de la membrana	goma

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	200
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	5
unidades / caja	200

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

Vasos para orina NFT, 100 ml, (ØxAI): 57 x 76 mm,
PP, con etiqueta de seguridad, con unidad de
transferencia integrada sin aguja, transparente

Página 3

unidades / pallet	5600
Profundidad de la caja	588 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	255 mm
Volumen de la caja	0.0597 cbm
Peso del producto	0.0186 kg
Peso de la caja	4.58 kg
EAN de la caja interna	4038917934176
EAN de la caja	4038917934183

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT