



Especificaciones del producto

Vaso multiuso, volumen máx.: 125 ml, (LxØ): 85 x 62 mm, graduada, PP, transparente

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	75.565
Descripción del artículo	Vaso multiuso, volumen máx.: 125 ml, (LxØ): 85 x 62 mm, Ø orificio: 62 mm, transparente, graduada, material: PP, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Ámbito de aplicación	recogida y conservación de orina
Volumen de trabajo	125 ml

Dimensiones

Volumen nominal	125 ml
Volumen máx.	125 ml
Diámetro	62 mm
Diámetro de la abertura	62 mm
Altura del producto	85 mm
Longitud del producto	85 mm
Longitud sin tapón	85 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-22

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

Vaso multiuso, volumen máx.: 125 ml, (LxØ): 85 x 62 mm, graduada, PP, transparente

Página 2

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 50
unidades / caja 500
unidades / pallet 18000
Profundidad de la caja 578 mm
Ancho de la caja 368 mm
Altura de la caja 195 mm
Volumen de la caja 0.0415 cbm
Peso del producto 0.0107 kg
Peso de la caja 5.93 kg
EAN de la caja interna 4038917082525
EAN de la caja 4038917001601

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-22

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT