



Descripción del artículo

Número de pedido	75.570
Descripción del artículo	Contenedore, volumen máx.: 100 ml, (LxØ): 49 x 70 mm, Ø orificio: 70 mm, blanco, tapón: transparente, material: PS, tapa a presión, 50 unidades/bolsa tubular

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapa a presión
Volumen de trabajo	100 ml

Dimensiones

Volumen nominal	100 ml
Volumen máx.	100 ml
Diámetro	70 mm
Diámetro de la abertura	70 mm
Altura del producto	49 mm
Longitud del producto	49 mm
Longitud sin tapón	49 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Contenedore, volumen máx.: 100 ml, (LxØ): 49 x 70 mm, PS, blanco

Página 2

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	blanco
Color del cierre	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa tubular
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	1000
unidades / pallet	45000
Volumen de la caja	0.0317 cbm
Peso del producto	0.0033 kg
Peso de la caja	3.71 kg
EAN de la caja interna	4038917082563
EAN de la caja	4038917001649

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-22

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT