



Especificaciones del producto
Vaso multiuso, volumen máx.: 70 ml, (LxØ): 55 x 44 mm, graduada, PP, transparente



Descripción del artículo

Número de pedido	75.9922.744
Descripción del artículo	Vaso multiuso, volumen máx.: 70 ml, (LxØ): 55 x 44 mm, Ø orificio: 44 mm, transparente, tapón: amarillo, graduada, material: PP, tapón de rosca, cierre montado, 250 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ámbito de aplicación	recogida y conservación de orina
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	50 ml

Dimensiones

Volumen máx.	70 ml
Diámetro	44 mm
Diámetro de la abertura	44 mm
Altura del producto	55 mm
Longitud del producto	55 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Vaso multiuso, volumen máx.: 70 ml, (LxØ): 55 x 44 mm, graduada, PP, transparente

Página 2

Longitud sin tapón 55 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre amarillo

Pureza y certificación

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 250
unidades / caja 500
unidades / pallet 8000
Profundidad de la caja 548 mm
Ancho de la caja 408 mm
Altura de la caja 373 mm
Volumen de la caja 0.0834 cbm
Peso del producto 0.0123 kg
Peso de la caja 7 kg
EAN de la caja interna 4038917152754
EAN de la caja 4038917027793

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT