



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 76.1340.500 |
| Descripción del artículo | Tapa, para vaso para medicamentos de 30 ml, material: PE, blanco, 750 unidades/bolsa |

Características del producto

| | |
|-----------------------|--|
| Ejemplo de aplicación | Administración oral de medicamentos en forma de líquidos o comprimidos |
| Indicado para | vaso para medicamentos de 30 ml |

Material y colores

| | |
|-----------------------|------------------|
| Material del producto | Polietileno (PE) |
| Color del producto | blanco |
| Color del cierre | blanco |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Categoría de producto | Producto sanitario |
| Certificación CE | Proveedor CE |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 3750 |
| Tipo de embalaje | bolsa |
| unidades / caja interna | 3750 |
| unidades / caja | 3750 |
| unidades / pallet | 180000 |
| Profundidad de la caja | 190 mm |
| Ancho de la caja | 390 mm |
| Altura de la caja | 390 mm |
| Volumen de la caja | 0.0289 cbm |
| Peso del producto | 0.0007 kg |
| Peso de la caja | 2.97 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917127790 |
| EAN de la caja | 4042836007149 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

