




Descripción del artículo

Número de pedido	76.569
Descripción del artículo	Tapa a presión, para vaso de 26 ml 75.568, transparente, material: PE, tapa a presión

Características del producto

Tipo de cierre	tapa a presión
Indicado para	vaso de 26 ml 75.568

Material y colores

Material del producto	Polietileno (PE)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tapa a presión, para vaso de 26 ml 75.568, PE,
transparente

Página 2

Presentación

Pedido mínimo	5000
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	150000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	340 mm
Volumen de la caja	0.0539 cbm
Peso del producto	0.0016 kg
Peso de la caja	8.49 kg
EAN de la caja interna	4038917082556
EAN de la caja	4038917001632

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT