



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	76.571
Descripción del artículo	Tapa a presión, para vaso de 100 ml 75.570, material: PS, transparente, 100 unidades/bolsa tubular

### **Características del producto**

Tipo de cierre	tapa a presión
Indicado para	vaso de 100 ml 75.570

### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa tubular
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	1000
unidades / pallet	32000
Volumen de la caja	0.0392 cbm
Peso del producto	0.0009 kg
Peso de la caja	1.46 kg
EAN de la caja interna	4038917082570
EAN de la caja	4038917001656

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

