



Descripción del artículo

Número de pedido	51.1534.500
Descripción del artículo	Salivette® Cortisol, con torunda de fibra sintética, tapón: azul, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: blanco/azul, para determinación de cortisol en saliva, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	blanco/azul
Tipo de cierre	tapón a presión
Versión	con torunda de fibra sintética
Ámbito de aplicación	determinación de cortisol en saliva
Centrifugación recomendada	1000 x g
Tiempo de centrifugación	2 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Diámetro	16.8 mm
Longitud incluido el tapón	97 mm
Longitud sin tapón	84 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	azul

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	500
unidades / pallet	28000
Profundidad caja interior	226 mm
Ancho de la caja interior	101 mm
Altura de la caja interior	119 mm
Profundidad de la caja	533 mm
Ancho de la caja	263 mm
Altura de la caja	140 mm
Volumen de la caja	0.0196 cbm
Peso del producto	0.0069 kg
Peso de la caja	4.09 kg
EAN de la caja interna	4038917159364
EAN de la caja	4038917159357

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

