



Descripción del artículo

Número de pedido	85.1015
Descripción del artículo	Lanceta Safety, Mini, Ø aguja: 28 G, azul claro, profundidad de la punción: 1,6 mm, para extracción de sangre capilar, para la punción de dedo, oreja, talón, 200 unidades/caja

Características del producto

Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Ejemplo de aplicación	Niños pequeños, adultos: pacientes diabéticos, oncología, determinación de glucemia
Punto de punción	dedo, oreja, talón
Profundidad de penetración	1.6 mm
Producto de seguridad	sí

Dimensiones

Volumen de sangre	0,1 µl - 10 µl
Diámetro de la aguja	28 G
Ancho del producto	21 mm
Longitud del producto	52 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Color del producto azul claro

Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	CE 0124 (DEKRA)
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación gamma
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1200
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	200
unidades / caja	1200
unidades / pallet	108000
Profundidad caja interior	118 mm
Ancho de la caja interior	118 mm
Altura de la caja interior	151 mm
Profundidad de la caja	366 mm
Ancho de la caja	248 mm
Altura de la caja	173 mm
Volumen de la caja	0.0157 cbm
Peso del producto	0.0028 kg
Peso de la caja	4.08 kg
EAN de la caja interna	4038917085021
EAN de la caja	4038917057622

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

