



Descripción del artículo

Número de pedido	85.1016
Descripción del artículo	Lanceta Safety, Normal, Ø aguja: 21 G, verde, profundidad de la punción: 1,8 mm, para extracción de sangre capilar, para la punción de dedo, oreja, talón, 200 unidades/caja

Características del producto

Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Ejemplo de aplicación	Niños, adultos: hematocrito, hemograma sencillo
Punto de punción	dedo, oreja, talón
Profundidad de penetración	1.8 mm
Producto de seguridad	sí

Dimensiones

Volumen de sangre	10 µl - 50 µl
Diámetro de la aguja	21 G
Ancho del producto	21 mm
Longitud del producto	52 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Lanceta Safety, Normal, Ø aguja: 21 G,
profundidad de la punción: 1,8 mm

Página 2

Material y colores

Color del producto verde

Pureza y certificación

Categoría de producto Producto sanitario
Certificación CE CE 0124 (DEKRA)
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación gamma
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1200
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 200
unidades / caja 1200
unidades / pallet 108000
Profundidad caja interior 118 mm
Ancho de la caja interior 118 mm
Altura de la caja interior 151 mm
Profundidad de la caja 366 mm
Ancho de la caja 248 mm
Altura de la caja 173 mm
Volumen de la caja 0.0157 cbm
Peso del producto 0.0028 kg
Peso de la caja 4.08 kg
EAN de la caja interna 4038917085038
EAN de la caja 4038917057639

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT