



Descripción del artículo

Número de pedido	85.1017
Descripción del artículo	Lanceta Safety, Extra, Ø aguja: 18 G, amarillo, profundidad de la punción: 1,8 mm, para extracción de sangre capilar, para la punción de dedo, oreja, talón, 200 unidades/caja

Características del producto

Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Ejemplo de aplicación	Niños, adultos, adultos adiposos: gasometría en sangre capilar, hemograma completo
Punto de punción	dedo, oreja, talón
Profundidad de penetración	1.8 mm
Producto de seguridad	sí

Dimensiones

Volumen de sangre	20 µl - 100 µl
Diámetro de la aguja	18 G
Ancho del producto	21 mm
Longitud del producto	52 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Color del producto amarillo

Pureza y certificación

Categoría de producto Producto sanitario
Certificación CE CE 0124 (DEKRA)
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación gamma
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1200
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 200
unidades / caja 1200
unidades / pallet 108000
Profundidad caja interior 118 mm
Ancho de la caja interior 118 mm
Altura de la caja interior 151 mm
Profundidad de la caja 366 mm
Ancho de la caja 248 mm
Altura de la caja 173 mm
Volumen de la caja 0.0157 cbm
Peso del producto 0.0029 kg
Peso de la caja 4.08 kg
EAN de la caja interna 4038917085045
EAN de la caja 4038917057646

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

