



### Descripción del artículo

Número de pedido	15.1673
Descripción del artículo	Multivette® 600 Heparina de litio LH, muestras de sangre venosa y capilar, preparación: Heparina de litio, volumen nominal: 600 µl, (LxØ) con tapón: 47,9 x 8 mm, con impresión, cierre naranja, tapón de rosca, fondo plano, 100 unidades/caja

### Características del producto

Tipo de extracción	venosa y capilar
Tipo de preparación	Heparina de litio
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	naranja
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ámbito de aplicación	muestras de sangre venosa y capilar
Forma del fondo	fondo plano
Centrifugación recomendada	2000 x g
Tiempo de centrifugación	5 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### Dimensiones

Volumen nominal	600 µl
Diámetro	8 mm
Longitud incluido el tapón	47.9 mm
Longitud sin tapón	44.4 mm

### Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Poliétileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	naranja

### Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	63000
Profundidad caja interior	201 mm
Ancho de la caja interior	81 mm
Altura de la caja interior	81 mm
Profundidad de la caja	423 mm
Ancho de la caja	213 mm
Altura de la caja	185 mm
Volumen de la caja	0.0167 cbm
Peso del producto	0.0022 kg
Peso de la caja	2.79 kg
EAN de la caja interna	4038917087414
EAN de la caja	4038917005845

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

