



Especificaciones del producto
Microvette® CB 300 Suero CAT, 300 µl, cierre
blanco, tapón a presión, fondo plano

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	16.440
Descripción del artículo	Microvette® CB 300 Suero CAT, Medicina veterinaria, preparación: Activador de coagulación, volumen nominal: 300 µl, (LxØ) con tapón: 46,5 x 10,8 mm, cierre blanco, tapón a presión, fondo plano, recipiente interior: en forma de trompeta, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	Activador de coagulación
Código de color	EU
Tapón	Tapón blando con lazo
Tipo de cierre	tapón a presión
Ámbito de aplicación	Medicina veterinaria
Forma del fondo	fondo plano
Centrifugación recomendada	10000 x g
Tiempo de centrifugación	5 Min
Forma del tubo interno	en forma de trompeta

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-27

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT



Dimensiones

Volumen nominal	300 µl
Diámetro	10.8 mm
Longitud incluido el tapón	46.5 mm
Longitud sin tapón	43.7 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	blanco

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	80000
Profundidad de la caja	378 mm
Ancho de la caja	288 mm
Altura de la caja	180 mm
Volumen de la caja	0.0196 cbm
Peso del producto	0.002 kg
Peso de la caja	2.4 kg
EAN de la caja interna	4038917268271
EAN de la caja	4038917282703

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

