



### Descripción del artículo

Número de pedido	16.443.100
Descripción del artículo	Microvette® CB 300 Heparina de litio LH, Medicina veterinaria, preparación: Heparina de litio, volumen nominal: 300 µl, (LxØ) con tapón: 46,5 x 10,8 mm, cierre verde, tapón a presión, fondo plano, recipiente interior: en forma de trompeta, 100 unidades/bolsa

### Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	Heparina de litio
Código de color	ISO
Tipo de cierre	tapón a presión
Ámbito de aplicación	Medicina veterinaria
Forma del fondo	fondo plano
Centrifugación recomendada	2000 U/min
Tiempo de centrifugación	5 Min
Forma del tubo interno	en forma de trompeta

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Microvette® CB 300 Heparina de litio LH, 300 µl,  
cierre verde, tapón a presión, fondo plano**

**Página 2**

**Dimensiones**

Volumen nominal	300 µl
Diámetro	10.8 mm
Longitud incluido el tapón	46.5 mm
Longitud sin tapón	43.7 mm

**Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	verde

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	80000
Profundidad de la caja	378 mm
Ancho de la caja	288 mm
Altura de la caja	180 mm
Volumen de la caja	0.0196 cbm
Peso del producto	0.002 kg
Peso de la caja	2.35 kg
EAN de la caja interna	4038917268349
EAN de la caja	4038917282765

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-01

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**