



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	17.2111.010
Descripción del artículo	Minivette® POCT neutra Z, volumen nominal: 10 µl, sin preparación, blanco, 200 unidades/bolsa, 200 unidades/caja

### **Características del producto**

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	sin preparación
Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Codificar color	blanco

### **Dimensiones**

Volumen nominal	10 µl
-----------------	-------

### **Material y colores**

Material del producto	Acetato de celulosa (CA)
Color del producto	transparente

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Libre de látex	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	200
unidades / caja	2000
unidades / pallet	144000
Profundidad caja interior	140 mm
Ancho de la caja interior	99 mm
Altura de la caja interior	117 mm
Profundidad de la caja	513 mm
Ancho de la caja	293 mm
Altura de la caja	140 mm
Volumen de la caja	0.021 cbm
Peso del producto	0.0008 kg
Peso de la caja	2.37 kg
EAN de la caja interna	4038917355407
EAN de la caja	4038917355391

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

