



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 17.2112.120 |
| Descripción del artículo | Minivette® POCT Heparina de litio LH, volumen nominal: 20 µl, preparación: Heparina, verde, código de color ISO, 200 unidades/bolsa, 200 unidades/caja |

Características del producto

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Tipo de extracción | capilar |
| Tipo de preparación | Heparina |
| Código de color | ISO |
| Ámbito de aplicación | extracción de sangre capilar |
| Codificar color | verde |

Dimensiones

| | |
|-----------------|-------|
| Volumen nominal | 20 µl |
|-----------------|-------|

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Minivette® POCT Heparina de litio LH, 20 µl,
émbolo verde, código de color ISO, 200
unidades/bolsa

Página 2

Material y colores

Material del producto Acetato de celulosa (CA)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Libre de látex sí
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 2000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 200
unidades / caja 2000
unidades / pallet 144000
Profundidad caja interior 140 mm
Ancho de la caja interior 99 mm
Altura de la caja interior 117 mm
Profundidad de la caja 513 mm
Ancho de la caja 293 mm
Altura de la caja 140 mm
Volumen de la caja 0.021 cbm
Peso del producto 0.0009 kg
Peso de la caja 2.53 kg
EAN de la caja interna 4038917319997
EAN de la caja 4038917319980

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT