




Descripción del artículo

Número de pedido	17.2113.201
Descripción del artículo	Minivette® POCT EDTA K3, volumen nominal: 200 µl, preparación: EDTA K3, violeta, código de color ISO, 150 unidades/bolsa, 150 unidades/caja

Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	EDTA K3
Código de color	ISO
Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Codificar color	violeta

Dimensiones

Volumen nominal	200 µl
-----------------	--------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Acetato de celulosa (CA)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Libre de látex	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	150
unidades / caja	1500
unidades / pallet	108000
Profundidad caja interior	140 mm
Ancho de la caja interior	99 mm
Altura de la caja interior	117 mm
Profundidad de la caja	513 mm
Ancho de la caja	293 mm
Altura de la caja	140 mm
Volumen de la caja	0.021 cbm
Peso del producto	0.0011 kg
Peso de la caja	2.36 kg
EAN de la caja interna	4038917362177
EAN de la caja	4038917362160

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

