



### **Descripción del artículo**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Número de pedido         | 19.414.001  |
| Descripción del artículo | Capilar extremo a extremo, Heparina de amonio AH, extracción de sangre capilar, preparación: Heparina amonio, volumen nominal: 10 µl, Ø: 1,25 mm, vidrio, 100 unidades/bote |

### **Características del producto**

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Tipo de extracción   | capilar                      |
| Tipo de preparación  | Heparina amonio              |
| Ámbito de aplicación | extracción de sangre capilar |
| Volumen de trabajo   | 10 µl                        |

### **Dimensiones**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Volumen nominal       | 10 µl   |
| Volumen de sangre     | 10 µl   |
| Diámetro              | 1.25 mm |
| Longitud del producto | 29 mm   |

### **Material y colores**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Material del producto | vidrio       |
| Color del producto    | transparente |

### **Pureza y certificación**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE |
| Certificación CE      | Proveedor CE             |
| Con lotes             | sí                       |

### **Presentación**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Pedido mínimo              | 1000    |
| Tipo de embalaje           | bote    |
| unidades / caja interna    | 1000    |
| unidades / caja            | 50000   |
| unidades / pallet          | 2400000 |
| Profundidad caja interior  | 117 mm  |
| Ancho de la caja interior  | 50 mm   |
| Altura de la caja interior | 40 mm   |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Capilar extremo a extremo, Heparina de amonio**  
**AH, 10 µl, Ø: 1,25 mm, vidrio**

**Página 2**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Profundidad de la caja | 388 mm        |
| Ancho de la caja       | 378 mm        |
| Altura de la caja      | 215 mm        |
| Volumen de la caja     | 0.0315 cbm    |
| Peso del producto      | 0.0001 kg     |
| Peso de la caja        | 8.65 kg       |
| EAN de la caja interna | 5706860179225 |
| EAN de la caja         | 5706860179232 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-09-01

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**