



### Descripción del artículo

Número de pedido	20.1278
Descripción del artículo	Microvette® 100 EDTA K3E, extracción de sangre capilar, preparación: EDTA K3, volumen nominal: 100 µl, (LxØ) con tapón: 47,6 x 10,8 mm, con impresión, cierre rojo, fondo plano, recipiente interior: cilíndrico, 100 unidades/caja

### Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	EDTA K3
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	rojo
Tapón	tapón
Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Forma del fondo	fondo plano
Forma del tubo interno	cilíndrico

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Volumen nominal	100 µl
Diámetro	10.8 mm
Longitud incluido el tapón	47.6 mm
Longitud sin tapón	46.6 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	rojo

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	121000
Profundidad caja interior	139 mm
Ancho de la caja interior	108 mm
Altura de la caja interior	66 mm
Profundidad de la caja	338 mm
Ancho de la caja	228 mm
Altura de la caja	160 mm
Volumen de la caja	0.0123 cbm
Peso del producto	0.0027 kg
Peso de la caja	3.15 kg
EAN de la caja interna	4038917085984
EAN de la caja	4038917030236

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

