



### Descripción del artículo

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Número de pedido         | 20.1288   |
| Descripción del artículo | Microvette® 200 EDTA K3E, extracción de sangre capilar, preparación: EDTA K3, volumen nominal: 200 µl, (LxØ) con tapón: 47,6 x 10,8 mm, con impresión, cierre rojo, fondo plano, recipiente interior: cilíndrico, 100 unidades/caja |

### Características del producto

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Tipo de extracción       | capilar                      |
| Tipo de preparación      | EDTA K3                      |
| Código de color          | EU                           |
| Etiqueta/ Impresión      | con impresión                |
| Color impresión/etiqueta | rojo                         |
| Tapón                    | tapón                        |
| Ámbito de aplicación     | extracción de sangre capilar |
| Forma del fondo          | fondo plano                  |
| Forma del tubo interno   | cilíndrico                   |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Volumen nominal            | 200 µl  |
| Diámetro                   | 10.8 mm |
| Longitud incluido el tapón | 47.6 mm |
| Longitud sin tapón         | 46.6 mm |

### **Material y colores**

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP)                   |
| Color del producto    | transparente                         |
| Material de cierre    | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Color del cierre      | rojo                                 |

### **Pureza y certificación**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE |
| Certificación CE      | CE                       |
| Con lotes             | sí                       |

### **Presentación**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Pedido mínimo              | 1000          |
| Tipo de embalaje           | caja          |
| unidades / caja interna    | 100           |
| unidades / caja            | 1000          |
| unidades / pallet          | 121000        |
| Profundidad caja interior  | 139 mm        |
| Ancho de la caja interior  | 108 mm        |
| Altura de la caja interior | 66 mm         |
| Profundidad de la caja     | 338 mm        |
| Ancho de la caja           | 228 mm        |
| Altura de la caja          | 160 mm        |
| Volumen de la caja         | 0.0123 cbm    |
| Peso del producto          | 0.0028 kg     |
| Peso de la caja            | 3.26 kg       |
| EAN de la caja interna     | 4038917086028 |
| EAN de la caja             | 4038917070348 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

