



Especificaciones del producto
**Microvette® 200 Heparina de litio LH, 200 µl,
cierre verde, fondo plano**

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	20.1292.100
Descripción del artículo	Microvette® 200 Heparina de litio LH, extracción de sangre capilar, preparación: Heparina de litio, volumen nominal: 200 µl, (LxØ) con tapón: 47,6 x 10,8 mm, con impresión, cierre verde, fondo plano, recipiente interior: cónico, 100 unidades/caja

Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	Heparina de litio
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	verde
Tapón	tapón
Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Forma del fondo	fondo plano
Centrifugación recomendada	2000 x g
Tiempo de centrifugación	5 Min
Forma del tubo interno	cónico

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Microvette® 200 Heparina de litio LH, 200 µl,
cierre verde, fondo plano

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal	200 µl
Diámetro	10.8 mm
Longitud incluido el tapón	47.6 mm
Longitud sin tapón	46.6 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	verde

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	121000
Profundidad caja interior	139 mm
Ancho de la caja interior	108 mm
Altura de la caja interior	66 mm
Profundidad de la caja	338 mm
Ancho de la caja	228 mm
Altura de la caja	160 mm
Volumen de la caja	0.0123 cbm
Peso del producto	0.0027 kg
Peso de la caja	3.23 kg
EAN de la caja interna	4038917127554
EAN de la caja	4038917070423

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT