



Especificaciones del producto
**Microvette® 300 Fluoruro/heparina FH, 300 µl,
cierre amarillo, fondo plano**

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	20.1307
Descripción del artículo	Microvette® 300 Fluoruro/heparina FH, extracción de sangre capilar, preparación: Fluoruro + heparina, volumen nominal: 300 µl, (LxØ) con tapón: 47,6 x 10,8 mm, con impresión, cierre amarillo, fondo plano, recipiente interior: cónico, 100 unidades/caja

Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	Fluoruro + heparina
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	amarillo
Tapón	tapón
Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Forma del fondo	fondo plano
Centrifugación recomendada	2000 U/min
Tiempo de centrifugación	5 Min
Forma del tubo interno	cónico

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Microvette® 300 Fluoruro/heparina FH, 300 µl,
cierre amarillo, fondo plano

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal	300 µl
Diámetro	10.8 mm
Longitud incluido el tapón	47.6 mm
Longitud sin tapón	46.6 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	amarillo

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	121000
Profundidad caja interior	139 mm
Ancho de la caja interior	108 mm
Altura de la caja interior	66 mm
Profundidad de la caja	338 mm
Ancho de la caja	228 mm
Altura de la caja	160 mm
Volumen de la caja	0.0123 cbm
Peso del producto	0.0019 kg
Peso de la caja	2.43 kg
EAN de la caja interna	4038917086127
EAN de la caja	4038917004701

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT