



**Especificaciones del producto**  
**Microvette® 300 Heparina de litio LH, 300 µl,**  
**cierre verde, fondo plano**

**Página 1**



**Descripción del artículo**

Número de pedido	20.1309.100
Descripción del artículo	Microvette® 300 Heparina de litio LH, extracción de sangre capilar, preparación: Heparina de litio, volumen nominal: 300 µl, (LxØ) con tapón: 47,6 x 10,8 mm, con impresión, cierre verde, fondo plano, recipiente interior: cónico, 100 unidades/caja

**Características del producto**

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	Heparina de litio
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	verde
Tapón	tapón
Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Forma del fondo	fondo plano
Centrifugación recomendada	2000 U/min
Tiempo de centrifugación	5 Min
Forma del tubo interno	cónico

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Microvette® 300 Heparina de litio LH, 300 µl,**  
**cierre verde, fondo plano**

**Página 2**

**Dimensiones**

Volumen nominal	300 µl
Diámetro	10.8 mm
Longitud incluido el tapón	47.6 mm
Longitud sin tapón	46.6 mm

**Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	verde

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	121000
Profundidad caja interior	139 mm
Ancho de la caja interior	108 mm
Altura de la caja interior	66 mm
Profundidad de la caja	338 mm
Ancho de la caja	228 mm
Altura de la caja	160 mm
Volumen de la caja	0.0123 cbm
Peso del producto	0.0019 kg
Peso de la caja	2.43 kg
EAN de la caja interna	4038917127615
EAN de la caja	4038917021296

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**