



Descripción del artículo

Número de pedido	20.1341
Descripción del artículo	Microvette® 500 EDTA K3E, extracción de sangre capilar, preparación: EDTA K3, volumen nominal: 500 µl, (LxØ) con tapón: 47,6 x 10,8 mm, con impresión, cierre rojo, fondo plano, recipiente interior: cilíndrico, 100 unidades/caja

Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	EDTA K3
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	rojo
Tapón	tapón
Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	325 µl - 500 µl
Forma del tubo interno	cilíndrico

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen nominal	500 µl
Diámetro	10.8 mm
Longitud incluido el tapón	47.6 mm
Longitud sin tapón	46.6 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	rojo

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	121000
Profundidad caja interior	139 mm
Ancho de la caja interior	108 mm
Altura de la caja interior	66 mm
Profundidad de la caja	338 mm
Ancho de la caja	228 mm
Altura de la caja	160 mm
Volumen de la caja	0.0123 cbm
Peso del producto	0.002 kg
Peso de la caja	2.46 kg
EAN de la caja interna	4038917086240
EAN de la caja	4038917004824

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

