



Descripción del artículo

Número de pedido	42.117
Descripción del artículo	Microrrecipiente de muestras 100 µl brillante, preparación: Solución de azul de cresilo brillante al 1 %, volumen nominal: 100 µl, (LxØ) con tapón: 46 x 10,8 mm, tapón de rosca, tapón: azul, fondo cónico, 50 unidades/caja

Características del producto

Tipo de extracción	venosa y capilar
Tipo de preparación	Solución de azul de cresilo brillante al 1 %
Concentración de la preparación	Solución de azul de cresilo brillante al 1%
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ejemplo de aplicación	Recuento de reticulocitos
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	100 µl

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Microrrecipiente de muestras 100 µl brillante, 100 µl, tapón de rosca

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal	100 µl
Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	46 mm
Longitud incluido el tapón	46 mm
Longitud sin tapón	44 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	azul

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	117000
Profundidad de la caja	283 mm
Ancho de la caja	173 mm
Altura de la caja	135 mm
Volumen de la caja	0.0066 cbm
Peso del producto	0.0015 kg
Peso de la caja	0.92 kg
EAN de la caja interna	4038917080897
EAN de la caja	4038917365130

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-09-01

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT