



Especificaciones del producto
Tubo de muestras, Solución hemolizante
SARSTEDT, 1.000 µl, cierre blanco, (LxØ): 97 x
15,3 mm, con impresión

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	45.498.003
Descripción del artículo	Tubo de muestras, Determinación de glucemia en sangre capilar, volumen nominal: 1.000 µl, cierre blanco, preparación: Solución hemolizante SARSTEDT, tapón de rosca, (LxØ): 97 x 15,3 mm, fondo intermedio cónico, fondo del tubo redondeado, con impresión, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	Solución hemolizante SARSTEDT
Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Ejemplo de aplicación	Determinación de glucemia en sangre capilar
Forma del fondo	fondo intermedio cónico, fondo del tubo redondeado
Volumen de trabajo	20 µl
Forma del tubo interno	cónico

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-01

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Tubo de muestras, Solución hemolizante
SARSTEDT, 1.000 µl, cierre blanco, (LxØ): 97 x
15,3 mm, con impresión

Dimensiones

Volumen nominal	1.000.00 µl
Diámetro	15.3 mm
Longitud del producto	97 mm
Longitud incluido el tapón	97 mm
Longitud sin tapón	92 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	blanco
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	500
unidades / pallet	32000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	298 mm
Altura de la caja	215 mm
Volumen de la caja	0.0255 cbm
Peso del producto	0.0061 kg
Peso de la caja	3.44 kg
EAN de la caja interna	4038917273022
EAN de la caja	4038917273039

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

