



Especificaciones del producto

Tubo de muestras, solución hemolizante Roche HbA1c, 1.000 µl, cierre negra, (LxØ): 82 x 11,5 mm, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	47.409.001
Descripción del artículo	Tubo de muestras, Determinación de HbA1c en sangre capilar, volumen nominal: 1.000 µl, cierre negra, preparación: solución hemolizante Roche HbA1c, tapón de rosca, (LxØ): 82 x 11,5 mm, fondo plano, con etiqueta de papel, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	solución hemolizante Roche HbA1c
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	negra
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Ejemplo de aplicación	Determinación de HbA1c en sangre capilar
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	10 µl
Forma del tubo interno	cónico

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

**Tubo de muestras, solución hemolizante Roche
HbA1c, 1.000 µl, cierre negra, (LxØ): 82 x 11,5
mm, con etiqueta de papel**

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal	1.000.00 µl
Diámetro	11.5 mm
Longitud del producto	82 mm
Longitud incluido el tapón	82 mm
Longitud sin tapón	66 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	negra
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	37500
Profundidad caja interior	119 mm
Ancho de la caja interior	99 mm
Altura de la caja interior	98 mm
Profundidad de la caja	513 mm
Ancho de la caja	293 mm
Altura de la caja	140 mm
Volumen de la caja	0.021 cbm
Peso del producto	0.0062 kg
Peso de la caja	3.71 kg
EAN de la caja interna	4038917106382

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

**Tubo de muestras, solución hemolizante Roche
HbA1c, 1.000 µl, cierre negra, (LxØ): 82 x 11,5
mm, con etiqueta de papel**

Página 3

EAN de la caja

4038917078399

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT