



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	14.1217
Descripción del artículo	Haemo-Diff® , sin borde para frotis, para la elaboración de frotis sanguíneos, 500 unidades/caja

### **Características del producto**

Versión	sin borde para frotis
Ámbito de aplicación	Frotis de sangre

### **Dimensiones**

Longitud del producto	26.5 mm
-----------------------	---------

### **Material y colores**

Material del producto	Estireno-butadieno (SB)
Color del producto	transparente

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	500
unidades / caja	2000
unidades / pallet	648000
Profundidad de la caja	268 mm
Ancho de la caja	191 mm
Altura de la caja	100 mm
Volumen de la caja	0.0051 cbm
Peso del producto	0.0003 kg
Peso de la caja	0.81 kg
EAN de la caja interna	4038917085823
EAN de la caja	4038917004459

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

