



Descripción del artículo

Número de pedido	14.1513.001
Descripción del artículo	Tapa codificada, para S-Monovette® , azul, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Indicado para	S-Monovette®
---------------	--------------

Dimensiones

Longitud del producto	13 mm
-----------------------	-------

Material y colores

Material del producto	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del producto	azul

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	324000
Profundidad de la caja	268 mm
Ancho de la caja	191 mm
Altura de la caja	100 mm
Volumen de la caja	0.0051 cbm
Peso del producto	0.0003 kg
Peso de la caja	0.47 kg
EAN de la caja interna	4038917129640
EAN de la caja	4038917079501

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

