



Descripción del artículo

Número de pedido	53.9924.613
Descripción del artículo	Filtro de suero, translúcido, (LxØ): 100 x 16 mm, filtrado de la fibrina del del suero/plasma de sangre centrifugada, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Ámbito de aplicación	Filtro de suero
Ejemplo de aplicación	filtrado de la fibrina del del suero/plasma de sangre centrifugada

Dimensiones

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	100 mm

Material y colores

Material del producto	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del producto	translúcido

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Libre de látex	sí
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	60000
Profundidad de la caja	428 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	234 mm
Volumen de la caja	0.0357 cbm
Peso de la caja	3 kg
EAN de la caja interna	4038917155441
EAN de la caja	4038917398336

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

