



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	55.525.003
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, apto para Microvette® y microtubos con tapón roscado, 250 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Indicado para	Microvette® y microtubos con tapón roscado
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	5 ml

### **Dimensiones**

Diámetro	13 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

### **Presentación**

Pedido mínimo 2000  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 250  
unidades / caja 2000  
unidades / pallet 72000  
Profundidad de la caja 398 mm  
Ancho de la caja 398 mm  
Altura de la caja 265 mm  
Volumen de la caja 0.042 cbm  
Peso del producto 0.0026 kg  
Peso de la caja 5.7 kg  
EAN de la caja interna 4038917109154  
EAN de la caja 4038917012362

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

