



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	60.503.010
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 6,5 ml, (LxØ): 90 x 13 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, sin cierre, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Protección de la luz	no
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	6,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	3000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	13 mm
Altura del producto	90 mm
Longitud del producto	90 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material del tubo	Polipropileno (PP)

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Ficha de seguridad	no
Con lotes	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	50000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	2000
unidades / pallet	72000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	265 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Tubo roscado, 6,5 ml, (LxØ): 90 x 13 mm, PP**

**Página 2**

Volumen de la caja	0.042 cbm
Peso del producto	0.0027 kg
Peso de la caja	5.94 kg
EAN de la caja interna	4038917365185
EAN de la caja	4038917365178

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**