



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	65.647
Descripción del artículo	Tapón para archivo, sin filtro, azul claro, adecuada para S-Monovette® , tubos Ø 13-16 mm, 1.000 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Indicado para	S-Monovette® , tubos Ø 13-16 mm
Filtro	no

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	azul claro

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Presentación**

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	5000
unidades / pallet	210000
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	250 mm
Volumen de la caja	0.0367 cbm
Peso del producto	0.0009 kg
Peso de la caja	5.2 kg
EAN de la caja interna	4038917158640
EAN de la caja	4038917313292

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

