



Descripción del artículo

Número de pedido	65.806
Descripción del artículo	Tapón a presión, neutro, adecuada para tubos Ø 13 mm, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Tapón	tapón estándar
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	tubos Ø 13 mm

Dimensiones

Diámetro	13.3 mm
Altura del producto	15.2 mm

Material y colores

Material del producto	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto	neutro

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tapón a presión, neutro, adecuada para tubos Ø
13 mm

Página 2

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo	10000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	10000
unidades / pallet	420000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	250 mm
Volumen de la caja	0.0396 cbm
Peso del producto	0.0007 kg
Peso de la caja	7.36 kg
EAN de la caja interna	4038917084222
EAN de la caja	4038917003087

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT