



Descripción del artículo

Número de pedido	95.1006
Descripción del artículo	Torniquete venoso desechable tournistrip® , material: material especial de papel/plástico, sin látex, 200 unidades/donante

Características del producto

Ámbito de aplicación	extracción de sangre venosa
----------------------	-----------------------------

Material y colores

Material del producto	material especial de papel/plástico
Color del producto	blanco

Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	Proveedor CE
Libre de látex	sí
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

Pedido mínimo	200
Tipo de embalaje	donante
unidades / caja interna	200
unidades / caja	4800
unidades / pallet	201600
Profundidad caja interior	181 mm
Ancho de la caja interior	36 mm
Altura de la caja interior	181 mm
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	235 mm
Volumen de la caja	0.0345 cbm
Peso del producto	0.0023 kg
Peso de la caja	12.43 kg
EAN de la caja interna	5060728810157
EAN de la caja	5060728810164

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

