



Descripción del artículo

Número de pedido	95.1007.001
Descripción del artículo	Torniquete venoso, material: PL, sin látex, 1 unidades/bolsa

Características del producto

Color impresión/etiqueta	blanco
Ámbito de aplicación	extracción de sangre venosa

Material y colores

Material del producto	poliéster (PL)
Color del producto	rojo

Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	Proveedor CE
Libre de látex	sí
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1
unidades / caja	200
unidades / pallet	12800
Profundidad de la caja	330 mm
Ancho de la caja	330 mm
Altura de la caja	220 mm
Volumen de la caja	0.024 cbm
Peso del producto	0.0306 kg
Peso de la caja	6.86 kg
EAN de la caja interna	4260150884707
EAN de la caja	4260150884806

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

