



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 95.1007.101 |
| Descripción del artículo | Torniquete venoso, sin látex, 250 unidades/bolsa |

Características del producto

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Ámbito de aplicación | extracción de sangre venosa |
|----------------------|-----------------------------|

Material y colores

| | |
|--------------------|----------|
| Color del producto | amarillo |
|--------------------|----------|

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario IVD |
| Libre de látex | sí |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|-------------------------|-------|
| Pedido mínimo | 250 |
| Tipo de embalaje | bolsa |
| unidades / caja interna | 250 |
| unidades / caja | 2000 |
| unidades / pallet | 42000 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Torniquete venoso, sin látex

Página 2

| | |
|------------------------|---------------|
| Volumen de la caja | 0 cbm |
| Peso de la caja | 7.01 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917263214 |
| EAN de la caja | 4038917398220 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT