



Descripción del artículo

Número de pedido	14.1209
Descripción del artículo	Adaptador para cultivo de sangre Universal, para cuellos de botellas anchos y estrechos, adaptador de membrana montado, conexión: frasco de hemocultivo, para utilizar con aguja (Safety-)Multifly® , 1 unidades/blíster, 20 unidades/caja, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas

Características del producto

Versión	adaptador de membrana montado
Indicado para	utilizar con aguja (Safety-)Multifly®
Conexión	frasco de hemocultivo

Dimensiones

Diámetro de la abertura	38 mm
Longitud del producto	84 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
**Adaptador para cultivo de sangre Universal, para
cuellos de botellas anchos y estrechos,
adaptador de membrana montado**

Página 2

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Estándar de pureza estéril, apirógeno/libre de endotoxinas
Esterilización Irradiación con electrones
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 100
Tipo de embalaje blíster
unidades / caja interna 20
unidades / caja 100
unidades / pallet 3600
Profundidad de la caja 578 mm
Ancho de la caja 368 mm
Altura de la caja 195 mm
Volumen de la caja 0.0415 cbm
Peso del producto 0.0079 kg
Peso de la caja 1.94 kg
EAN de la caja interna 4038917354776
EAN de la caja 4038917354769

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT