



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	14.1219
Descripción del artículo	POCT DISPENSER, para la dosificación de sangre higiénica y sin agujas, conexión: S-Monovette® , para S-Monovette® , 1 unidades/blíster, 100 unidades/caja, no estériles

### **Características del producto**

Indicado para	S-Monovette®
Conexión	S-Monovette®

### **Dimensiones**

Longitud del producto	49 mm
-----------------------	-------

### **Material y colores**

Color del producto	translúcido
--------------------	-------------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	no estériles
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	80000
Profundidad caja interior	268 mm
Ancho de la caja interior	81 mm
Altura de la caja interior	71 mm
Profundidad de la caja	373 mm
Ancho de la caja	178 mm
Altura de la caja	287 mm
Volumen de la caja	0.0191 cbm
Peso del producto	0.0015 kg
Peso de la caja	2.51 kg
EAN de la caja interna	4038917432177
EAN de la caja	4038917432160

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

