



Especificaciones del producto
Aguja S-Monovette® , 21G x 1 1/2", verde, 1 unidades/blíster

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	85.1162
Descripción del artículo	Aguja S-Monovette® , aguja (ØxL): 21G x 1 1/2", color de la codificación: verde, 1 unidades/blíster, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, 100 unidades/caja

Características del producto

Codificar color	verde
Producto de seguridad	no
Conexión	tapón roscado con membrana

Dimensiones

Diámetro exterior de la aguja	21 G / 0,8 mm
Longitud de la aguja	38 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	CE 0124 (DEKRA)
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	78000
Profundidad caja interior	268 mm
Ancho de la caja interior	111 mm
Altura de la caja interior	71 mm
Profundidad de la caja	373 mm
Ancho de la caja	233 mm
Altura de la caja	290 mm
Volumen de la caja	0.0252 cbm
Peso del producto	0.0017 kg
Peso de la caja	2.89 kg
EAN de la caja interna	4038917085526
EAN de la caja	4038917004176

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

