



### Descripción del artículo

Número de pedido	85.1162.600
Descripción del artículo	Aguja Safety S-Monovette® , para S-Monovette® Análisis de metales, aguja (ØxL): 21G x 1 1/2", color de la codificación: verde, 1 unidades/blíster, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, 50 unidades/caja

### Características del producto

Indicado para	S-Monovette® Análisis de metales
Codificar color	verde
Producto de seguridad	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

### Dimensiones

Diámetro exterior de la aguja	21 G / 0,8 mm
Longitud de la aguja	38 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	CE 0124 (DEKRA)
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	50
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	39000
Profundidad caja interior	268 mm
Ancho de la caja interior	111 mm
Altura de la caja interior	71 mm
Profundidad de la caja	373 mm
Ancho de la caja	233 mm
Altura de la caja	290 mm
Volumen de la caja	0.0252 cbm
Peso del producto	0.0026 kg
Peso de la caja	2.48 kg
EAN de la caja interna	4038917250474
EAN de la caja	4038917361934

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

