



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	85.1372
Descripción del artículo	Aguja S-Monovette® , aguja (ØxL): 20G x 1" , color de la codificación: amarillo, 1 unidades/blíster, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, 100 unidades/caja

### **Características del producto**

Codificar color	amarillo
Producto de seguridad	no
Conexión	tapón roscado con membrana

### **Dimensiones**

Diámetro exterior de la aguja	20 G / 0,9 mm
Longitud de la aguja	25.4 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	CE 0124 (DEKRA)
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	78000
Profundidad caja interior	268 mm
Ancho de la caja interior	111 mm
Altura de la caja interior	71 mm
Profundidad de la caja	373 mm
Ancho de la caja	233 mm
Altura de la caja	290 mm
Volumen de la caja	0.0252 cbm
Peso del producto	0.0018 kg
Peso de la caja	2.93 kg
EAN de la caja interna	4038917086370
EAN de la caja	4038917004923

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

