



Descripción del artículo

Número de pedido	85.1440.200
Descripción del artículo	Aguja Safety S-Monovette® , aguja (ØxL): 22G x 1 1/2", color de la codificación: negra, 1 unidades/blíster, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, 50 unidades/caja
Número PZN	6796218

Características del producto

Codificar color	negra
Producto de seguridad	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

Dimensiones

Diámetro exterior de la aguja	22 G / 0,7 mm
Longitud de la aguja	38 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	CE 0124 (DEKRA)
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	39000
Profundidad caja interior	268 mm
Ancho de la caja interior	111 mm
Altura de la caja interior	71 mm
Profundidad de la caja	373 mm
Ancho de la caja	233 mm
Altura de la caja	290 mm
Volumen de la caja	0.0252 cbm
Peso del producto	0.0026 kg
Peso de la caja	2.47 kg
EAN de la caja interna	4038917129190
EAN de la caja	4038917361965

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

