



### Descripción del artículo

Número de pedido	85.1640.935
Descripción del artículo	Aguja Safety-Multifly® , aguja (ØxL): 23G x 3/4" , color de la codificación: azul, longitud del tubo: 200 mm, con Soporte de aguja montado, sin DEHP, 1 unidades/blíster, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, 25 unidades/caja
Número PZN	6797488

### Características del producto

Versión	Soporte de aguja montado
Codificar color	azul
Producto de seguridad	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

### Dimensiones

Diámetro exterior de la aguja	23 G
Diámetro del tubo	2.3 mm
Longitud de la aguja	19 mm
Longitud del tubo	200 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	CE 0124 (DEKRA)
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas
Esterilización	Esterilización por gas
Apirógeno	sí
Plastificante	sin DEHP
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	10000
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	25
unidades / caja	100
unidades / pallet	7200
Profundidad de la caja	533 mm
Ancho de la caja	263 mm
Altura de la caja	140 mm
Volumen de la caja	0.0196 cbm
Peso del producto	0.0052 kg
Peso de la caja	1.38 kg
EAN de la caja interna	4038917423410
EAN de la caja	4038917423403

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

