



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	85.921
Descripción del artículo	Microaguja, para la extracción de cantidades mínimas de sangre, aguja (ØxL): 21G x 3/4", color de la codificación: verde, 1 unidades/blíster, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, 50 unidades/caja

### **Características del producto**

Ámbito de aplicación	para la extracción de cantidades mínimas de sangre
Codificar color	verde
Producto de seguridad	no

### **Dimensiones**

Diámetro exterior de la aguja	21 G / 0,8 mm
Longitud de la aguja	19 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	CE 0124 (DEKRA)
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	50
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	55000
Profundidad caja interior	139 mm
Ancho de la caja interior	108 mm
Altura de la caja interior	66 mm
Profundidad de la caja	338 mm
Ancho de la caja	228 mm
Altura de la caja	160 mm
Volumen de la caja	0.0123 cbm
Peso del producto	0.0013 kg
Peso de la caja	1.37 kg
EAN de la caja interna	4038917315517
EAN de la caja	4038917315500

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

