




Especificaciones del producto

S-Monovette® neutra Z, 7,5 ml, cierre blanco, (LxØ): 92 x 15 mm, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	01.1728.001
Descripción del artículo	S-Monovette® neutra Z, sin preparación, 7,5 ml, tapón roscado con membrana, cierre blanco, código de color ISO, (LxØ) sin tapón: 92 x 15 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: negra, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	sin preparación
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	negra
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min
Impermeable	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® neutra Z, 7,5 ml, cierre blanco,
(LxØ): 92 x 15 mm, con etiqueta de papel

Página 2

Conexión tapón roscado con membrana

Dimensiones

Volumen nominal 7.5 ml
Diámetro exterior de la tapa 18 mm
Diámetro 15 mm
Longitud incluido el tapón 108 mm
Longitud sin tapón 92 mm
Longitud con tapón y émbolo 129 mm

Material y colores

Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre blanco
Material de la membrana goma
Material del tubo Polipropileno (PP)
Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA, ADR
Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación con electrones
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 50
unidades / caja 500
unidades / pallet 32000
Profundidad caja interior 189 mm
Ancho de la caja interior 134 mm
Altura de la caja interior 82 mm
Profundidad de la caja 440 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® neutra Z, 7,5 ml, cierre blanco,
(LxØ): 92 x 15 mm, con etiqueta de papel

Página 3

Ancho de la caja	400 mm
Altura de la caja	144 mm
Volumen de la caja	0.0253 cbm
Peso del producto	0.0076 kg
Peso de la caja	4.63 kg
EAN de la caja interna	4038917133326
EAN de la caja	4038917024815

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT