




Especificaciones del producto
S-Monovette® Suero CAT, 9 ml, cierre blanco,
(LxØ): 92 x 16 mm, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	02.1063.014
Descripción del artículo	S-Monovette® Suero CAT, CAT, preparación: Activador de coagulación, 9 ml, tapón roscado con membrana, cierre blanco, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 92 x 16 mm, con etiqueta de papel "Blutbank", etiqueta/impresión: blanco, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Activador de coagulación
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® Suero CAT, 9 ml, cierre blanco,
(LxØ): 92 x 16 mm, con etiqueta de papel

Profundidad de la caja	648 mm
Ancho de la caja	303 mm
Altura de la caja	150 mm
Volumen de la caja	0.0295 cbm
Peso del producto	0.0088 kg
Peso de la caja	5.35 kg
EAN de la caja interna	4038917124966
EAN de la caja	4038917019576

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

